

AFNAME-INSTRUCTIES FAECES

Algemeen

Op een stoelgangstaal kunnen verschillende testen uitgevoerd worden: parasitair, bloed, cultuur, PCR, ... Voor al deze testen gebruikt u best het door ons geleverde niet-steriele faecespotje.

Product

Niet-steriel faeces potje met lepeltje



Gebruik

Transport faeces. Hierop kan zowel parasitair onderzoek, cultuur als PCR worden uitgevoerd.

Bewaring en transport

Verse faeces (>10g) wordt bewaard en getransporteerd in een goed afgesloten faecespotje. Het monster moet zo vlug mogelijk op het labo toekomen. In afwachting wordt het staal bewaard bij 4°C.

Opmerking

- Voor parasitair onderzoek en PCR *Tritrichomonas Blagburi* is het faecesstaal best zo vers mogelijk. Mengmeststalen worden daarom afgeraden. Omwille van intermitterende uitscheiding van o.a. *Giardia* en *Tritrichomonas* wordt aangeraden om drie verse stalen van drie verschillende dagen te laten analyseren.
- De aanwezigheid van bloed in faeces kan onderzocht worden. Dit kan helpen bij het opsporen van gastro-intestinaal bloedverlies. Bij planteneters is het vinden van bloed in de faeces steeds afwijken. Bij carnivoren en omnivoren moet een positief resultaat voorzichtig beoordeeld worden. De aanwezigheid van myoglobine of hemoglobine in het dieet geeft vals positieve resultaten. Daarom is het belangrijk dat de patiënt op een vlees-vrij dieet geplaatst wordt vanaf minimum drie dagen vóór het testen op occult bloed.